

BIOPTRON[®]

LIGHT THERAPY SYSTEM By Zepher Group

BIOPTRON 2



BIOPTRON Pro 1



BIOPTRON Compact III

ПРОИЗВЕДЕНО В ШВЕЙЦАРИИ

РУКОВОДСТВО

ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

WWW.ZEPHER-MOSCOW.RU

Боль в области шеи и плечевого пояса

Прибор способствует облегчению боли при хронических состояниях в области мышц шеи и плечевого пояса

Боль в спине

Помогает уменьшить боли в пояснице

Синдром карпального канала

Спортивные травмы

Помогает уменьшить боль в ноющих мышцах/суставах, повысить двигательную активность. Является дополнительным методом лечения растяжений мышц/связок, ушибов, вывихов, тендинитов, помогает при разрывах связок и мышц, локте теннисиста

Расслабление

Насладитесь расслабляющим и успокаивающим эффектом Светотерапии БИОПТРОН, воздействующим на весь организм

Ожоги Рубцовая ткань

Небольшие порезы, кровоподтеки и ссадины


Остеoarthritis, ревматоидный артрит (хронический) и артрозы

Пролежни (pressure ulcers) вызванные, например, длительной неподвижностью









Послеоперационные раны







Язвы нижних конечностей вызванные, например, проблемами кровообращения

Стимуляция регенеративных и репаративных процессов всего организма



№	ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ	КОНКРЕТНЫЕ ПРОБЛЕМЫ / СИМПТОМЫ	РЕКОМЕНДУ- ЕМАЯ ДЛИ- ТЕЛЬНОСТЬ ЛЕЧЕНИЯ	РЕКОМЕН- ДУЕМОЕ КОЛИЧЕСТВО СЕАНСОВ	ОБЛАСТЬ(-ТИ) ПРИМЕНЕНИЯ
1.	Улучшение самочувствия и расслабление	На любую часть тела в расслабленном состоянии	4-10 минут	1-2 раза в день столько дней, сколько требуется	
2.	Улучшение микроциркуляции крови	На любую часть тела, где требуется улучшение микроциркуляции, например, на область травмы	4-10 минут	1-2 раза в день столько дней, сколько требуется	Пример: травма руки 
3.	Ускорение заживления ран а) Лечение неглубоких ожогов	Поверхностные ожоги, например, умеренный солнечный ожог. Некоторые ожоги средней глубины, например, ожоги горячей жидкостью	2-8 минут	1-2 раза в день столько дней, сколько требуется	Везде, где требуется: 
	б) Лечение кожных язв	Венозные язвы голени Диабетические язвы нижних конечностей Пролежни	2-8 минут 2-8 минут 2-8 минут	1-2 раза в день столько дней, сколько требуется	
	с) Лечение послеоперационных ран	Послеоперационные швы	2-8 минут	1-2 раза в день столько дней, сколько требуется	Пример: шов после операции по поводу аппендицита 
	д) Лечение травматических повреждений (см. пункт 10 для получения дополнительной информации)	Порезы Гематомы	2-8 минут 2-8 минут	1-2 раза в день столько дней, сколько требуется	Пример: порез руки/колена 
4.	Стимуляция иммунной (защитной) системы организма		4-10 минут	1-2 раза в день столько дней, сколько требуется	
5.	Уменьшение боли (неспецифического характера)	Боль в любой части тела	4-10 минут	1-2 раза в день столько дней, сколько требуется	
6.	Боль в пояснице	Мышечная и суставная боль в пояснице (повреждения мышц спины, связок, позвонков и/или суставов между ними) Скованность поясничного отдела (спазм мышц спины). Трудности при хождении (из-за боли в спине и мышечного спазма)	4-10 минут	1-2 раза в день столько дней, сколько требуется	

№	ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ	КОНКРЕТНЫЕ ПРОБЛЕМЫ / СИМПТОМЫ	РЕКОМЕНДУ- ЕМАЯ ДЛИ- ТЕЛЬНОСТЬ ЛЕЧЕНИЯ	РЕКОМЕН- ДУЕМОЕ КОЛИЧЕСТВО СЕАНСОВ	ОБЛАСТЬ(-ТИ) ПРИМЕНЕНИЯ
7.	Артрит а) Остеоартрит	Боль, припухлость, тугоподвижность тазобедренного сустава	4-10 минут	1-2 раза в день столько дней, сколько требуется	
		Боль, припухлость, тугоподвижность коленного сустава	4-10 минут		
	б) Ревматоидный артрит	Боль, припухлость, скованность суставов кисти / пальцев	4-10 минут	1-2 раза в день столько дней, сколько требуется	
		Боль, припухлость, скованность плеча	4-10 минут		
		Боль, припухлость, скованность шеи	4-10 минут		
		Боль, припухлость, скованность суставов стопы / пальцев стопы	4-10 минут		
		Боль, припухлость, тугоподвижность коленного сустава	4-10 минут		
8.	Синдром карпального канала	Покалывание, ноющая боль, чувство онемения одной или обеих кистей рук	4-10 минут	1-2 раза в день столько дней, сколько требуется	
		Потеря чувствительности пальцев			
		Плохая сила сжатия (вызванная слабостью мышц пальцев)			
		Боль в запястье ± руке ± плече			
9.	Локоть теннисиста	Боль в области локтя Боль в мышцах вокруг локтя Тугоподвижность локтевого сустава	4-10 минут	1-2 раза в день столько дней, сколько требуется	
10.	а) Растяжение связок	Боль в области растянутой связки	4-10 минут	1-2 раза в день столько дней, сколько требуется	
		Припухлость в области растяжения			
		Трудности движения			
	б) Растяжение мышц или сухожилий	Боль в области растяжения Припухлость в области травмы Трудности движения	4-10 минут	1-2 раза в день столько дней, сколько требуется	
	с) Кровоподтеки	Боль в области травмы Припухлость в области травмы	4-10 минут	1-2 раза в день столько дней, сколько требуется	
	д) Тендиниты (тендовагиниты)	Боль в области воспаленного сухожилия Тугоподвижность воспаленного сухожилия Слабость соответствующего сустава	4-10 минут	1-2 раза в день столько дней, сколько требуется	

№	ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ	КОНКРЕТНЫЕ ПРОБЛЕМЫ / СИМПТОМЫ	РЕКОМЕНДУЕМАЯ ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ЛЕЧЕНИЯ	РЕКОМЕНДУЕМОЕ КОЛИЧЕСТВО СЕАНСОВ	ОБЛАСТЬ(-ТИ) ПРИМЕНЕНИЯ
	е) Бурсит	Боль в области поврежденного сустава Припухлость в области поврежденного сустава Трудности движения в поврежденном суставе	4 10 минут	1-2 раза в день столько дней, сколько требуется	
	ф) Хроническое растяжение связок травматического характера - Тендинит (тендовагинит) - Бурсит	Боль в области поврежденного сустава Припухлость в области поврежденного сустава ± Слабость поврежденного сустава Трудности движения в поврежденном суставе	4 10 минут	1-2 раза в день столько дней, сколько требуется	
11.	Облегчение боли у пожилых людей а) Артрит	Боль, скованность, нарушение функции сустава	4 10 минут	1-2 раза в день столько дней, сколько требуется	
	б) Травмы мягких тканей	Растяжения связок и сухожилий Острые и хронические боли	4 10 минут	1-2 раза в день столько дней, сколько требуется	
	с) Реабилитация	После госпитализации или долгой болезни	4 10 минут	1-2 раза в день столько дней, сколько требуется	
	д) Стимуляция заживления ран	Кожные поражения – венозные язвы, диабетические язвы нижних конечностей, пролежни Послеоперационные раны Порезы и кровоподтеки	2 3 минут 2 3 минут 2 3 минут	1-2 раза в день столько дней, сколько требуется	
	е) Улучшение микроциркуляции крови	Пример – на область травмы	4 10 минут	1-2 раза в день столько дней, сколько требуется	
	ф) Улучшение самочувствия и расслабление	Для снятия стресса и мышечного напряжения	4 10 минут	1-2 раза в день столько дней, сколько требуется	

Мы рекомендуем проконсультироваться с врачом перед использованием Светотерапии БИОПТРОН, чтобы получить профессиональный совет относительно того, подходит ли Вам этот тип лечения или же требуется другой вид терапии.